


# Thomas Apiculture

Ce fichier PDF contient seulement une partie du catalogue



Pour télécharger les tarifs et le bon de commande, allez sur :  
[www.apiculture.com/thomas/telechargement.htm](http://www.apiculture.com/thomas/telechargement.htm)

Pour demander la version complète du catalogue papier, adressez-vous à :

## Thomas Apiculture

86 rue Abbé Thomas  
F-45450, Fay aux Loges  
France

Téléphone : +33 (0)2.38.46.88.00

Fax : +33 (0)2.38.59.28.28

Email : [thomapi@wanadoo.fr](mailto:thomapi@wanadoo.fr)

Web : [www.thomas-apiculture.com](http://www.thomas-apiculture.com)

Parmi les ennemis des abeilles et de l'économie apicole, les fausses-teignes (la grande et la petite) sont redoutées des apiculteurs. Ces papillons et leurs larves s'attaquent surtout aux rayons bâtis pendant leur stockage.



## Lutte anti fausse-teignes - Écolomite

Protection préventive anti fausse-teignes, présentation sous forme de plaquette de cèdre (200 x 120 x 1 mm). L'huile essentielle sécrétée par le cèdre repousse les teignes.

La solution écologique 100 % naturelle. Sans danger pour les abeilles.

Mode d'emploi : placer préventivement, en permanence, deux plaquettes par ruche, puis renouveler tous les ans.

1077 Le sachet de 10 plaquettes (Poids 70 g)

## Lutte anti fausse-teignes

B 401 est un insecticide biologique spécialement sélectionné et mis au point pour protéger les cadres contre la fausse teigne. La matière active est un complexe de spores vivantes et de cristaux de delta endotoxine de *Bacillus thuringiensis* Berliner, variété aizawa sérotype 7. En une seule application, B 401 assure une protection totale. Il ne présente aucun des dangers et des inconvénients de la fumigation (problème d'étanchéité, d'oxydation, répétitivité des interventions). Sans danger pour les abeilles.

Mode d'emploi : B 401 s'utilise en pulvérisation directe sur chaque face des rayons, soit avant stockage, soit au printemps avant mise en place dans les ruches. Dans ces conditions, la protection est supérieure à 8 mois. B 401 s'utilise à 5 %, en mélange avec de l'eau, dans tous types de pulvérisateurs.

3800 Le flacon de 120 ml (pour 120 cadres)

Poids 150 g

3807 La bouteille de 1 litre

Poids 1200 g



## Mèches souffrées

Usage : Désinfection des ruches, cadres, bâtiments, etc.

Mode d'emploi : faire brûler dans une pièce bien close.

606 L'une (Poids 50 g)

621 La boîte de 500 g



# Le rucher

## Évaporateur Varrox

S'utilise avec de l'acide oxalique versé dans le poêlon. L'appareil est introduit dans le trou de vol et chauffé. L'appareil est livré avec sa notice d'utilisation et de précaution d'emploi.

L'acide oxalique est une substance toxique et corrosive pouvant nuire à la santé. Lors du remplissage de l'évaporateur et pendant le traitement il faut absolument porter un masque (FFP 3 SIL), des gants et des vêtements à manches longues.

## Évaporateur Varrox

Fourni avec câble de 3 m, pinces pour batteries et mode d'emploi.

Poids 550 g  
126 L'un



## Masque de protection

Poids 40 g  
1262 L'un



## Turbovar

Appareil servant à diffuser des huiles essentielles

130 Turbovar - Poids 2 kg  
132 Brûleur à gaz - Poids 500 g  
(Livré sans recharge)

Nouveau



## Rallonge de 7 m

avec prise allume-cigare  
Poids 800 g  
1261 L'une



Nouveau



## Test VITA® de détection de la loque américaine

Kit de détection à utiliser selon la notice d'utilisation  
122 Le kit Poids 40 g

**ATTENTION : bien respecter le mode, les précautions d'emplois et les notices des fabricants des matériels et produits présentés pages 82 et 83 et toujours porter des vêtements à manches longues, des gants, tablier cuir, lunettes de protection ainsi qu'un masque de protection adapté.**

## Plateau de fond entièrement grillagé dit " anti-Varroa "


Plateau de fond entièrement grillagé, avec plaque de fermeture coulissante anti-Varroa. Permet l'élimination permanente des Varroas qui se décrochent des abeilles. Ainsi en surveillant la mortalité naturelle journalière, vous pourrez apprécier la population de ce parasite et décider le cas échéant un traitement. Ce plateau contribue au bon état sanitaire des abeilles. La plaque coulissante, quant à elle, sert à réduire l'aération pendant l'hiver et à recueillir les Varroas à la suite des tests et des traitements.



1180	Plateau bois pour ruche Dadant 10 c.	Poids 2,5 kg
1194	Plateau bois pour ruche Dadant 12 c.	Poids 3 kg
11711	Plateau PVC pour ruche Dadant 10 c.	Poids 1,4 kg
12011	Plateau bois pour ruche Langstroth.	Poids 2,6 kg
1181	Plateau bois pour ruche Voirmot.	Poids 2,3 kg
11732	Plateau Dadant 10 c	Poids 1,35 kg
11733	Plateau Langstroth	Poids 1,35 kg

## Varroatose - Vaporisateur de Nassenheider

PRINCIPE : dispositif destiné à libérer des vapeurs d'acide formique. Le dispositif est placé à la base d'un cadre vide à proximité du couvain. Réservoir de 120 cm<sup>3</sup>.



3314	Évaporateur vertical (livré avec 2 mèches)	Poids 60 g
4317	Lot de 10 mèches de rechange, taille à préciser	Poids 40 g
1544	Évaporateur horizontal (la paire)	Poids 150 g
1543	Kit pour évaporateur horizontal (la paire)	Poids 70 g
43171	Plaque de mèches pour évaporateur horizontal	Poids 20 g

## Le furet

Permet la diffusion d'aérosols.

Poids 1,8 kg

3801 L'un



**TRAITEMENTS :** mettez-vous en rapport avec soit la Direction des Services Vétérinaires de votre département, soit avec l'agent sanitaire du GDS (Groupement de Défense Sanitaire) de votre secteur afin de vous aider à poser un diagnostic clinique précis, de faire d'éventuelles prises d'échantillons et de vous conseiller sur les produits de traitement ayant une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché).